

Elast Wundplaster

Wundschnellverband mit Wundkomresse, elastisch

| | |
|------------------------|---|
| Trägermaterial: | 100% Polyestervlies |
| Kleber: | Polyacrylat-Kleber, hautfreundlich |
| Kompresse: | 100% Viskose, Polyesternetz, um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden |

Kompessengröße: 100%

Der weiße Wundschnellverband ist leicht elastisch und hat eine mittig aufgesetzte, saugfähige Kompresse. Diese ist mit einem Spezialvlies überzogen, um ein Verkleben mit der Wunde zu verhindern. Das Trägermaterial ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und mit hautfreundlichem Polyacrylat-Kleber beschichtet. Idealer Sitz bei Gelenkwunden aufgrund der hohen Elastizität des Trägervlies.

Anwendungsgebiete

zur Erst- sowie Folgeversorgung von Wunden

Lagerung

First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung.
Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern.
Keine direkte Sonneneinstrahlung.
Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Haltbarkeit

5 Jahre

Lieferformen

| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 1x Wundpflaster | 5 m x 4 cm; 2,0 cm | PZN 02671000 | Best-Nr: 128000 |
| 1x Wundpflaster | 5 m x 6 cm; 2,5 cm | PZN 02671017 | Best-Nr: 128001 |
| 1x Wundpflaster | 5 m x 8 cm; 3,5 cm | PZN 02671023 | Best-Nr: 128002 |

